



Descripción del artículo

Número de pedido	62.547.254
Descripción del artículo	Tubo roscado 50 ml, 114 x 28 mm, Fondo cónico, PP, Presión estándar, cierre rojo montado, envasado estéril y libre de pirógenos en 25 unidades por bolsa

Características del producto

Etiqueta/ Impresión	Con impresión
Color impresión/etiqueta	azul/blanco
Graduación	sí
Tapón	montado
Tipo de tapón	tapón roscado
Forma del fondo	Fondo cónico
Centrifugación máx (ACR)	15500 x g

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Volumen nominal	50 ml
Diámetro	28 mm
Longitud del producto	114 mm

Material y colores

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tapón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	roja
Material del tubo	Polipropileno (PP)

Pureza y certificación

Cumple el requisito	ADR
Producto conforme con DPS o IVD	IVD
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	Come Grow with us
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	300
Tipo de embalaje	Bolsa
unidades / caja interna	25
unidades / caja	300
unidades / pallet	8400
Profundidad de la caja	588 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	255 mm
Volumen de la caja	0,0597 cbm
Peso de la caja	4,66 KG
EAN de la caja interna	4038917111898
EAN de la caja	4038917013420

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

