



Descripción del artículo

Número de pedido	83.1832
Descripción del artículo	Descamador de células, 2 posiciones de hoja, longitud del rascador: 16 cm, longitud de la hoja: 1,35 cm, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 ud./blíster

Dimensiones

Altura del producto	16 mm
Longitud del producto	160 mm
Longitud de la cuchilla	13 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	rojo/opaco
Material de la hoja	Elastómero termoplástico (TPE)

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD No es necesaria el marcado

Certificación CE	Sin marcado CE
Estándar de pureza	no citotóxico, apyrógeno/libre de endotoxinas
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	100
unidades / caja interna	1
unidades / caja	100
unidades / pallet	11200
Volumen de la caja	0,011 cbm
Peso de la caja	1,36 KG
EAN de la caja interna	4038917087780
EAN de la caja	4038917053464

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

