



### Descripción del artículo

Número de pedido	83.3900
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular 35 x 10 mm, poliestireno, superficie de crecimiento estándar para células adherentes, rojo, diseño SUREGrip, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 10 uds./bolsa

### Características del producto

Código de color	rojo
Tapón	tapa
Tipo de célula	Adherente
Forma del fondo	Fondo plano
Superficie crecimiento	8 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	3 ml
Tubo	Placa

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Dimensiones

Diámetro	35 mm
Altura del producto	10 mm

### Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

### Presentación

Pedido mínimo	500
unidades / caja interna	10
unidades / caja	500
unidades / pallet	30000
Profundidad de la caja	322 mm
Ancho de la caja	257 mm
Altura de la caja	245 mm
Volumen de la caja	0,0203 cbm
Peso de la caja	2,59 KG
EAN de la caja interna	4038917337953
EAN de la caja	4038917365789

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

