



### Descripción del artículo

Número de pedido	83.3901
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular 60 x 15 mm, poliestireno, superficie de crecimiento estándar para células adherentes, rojo, diseño SUREGrip, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 10 uds./bolsa

### Características del producto

Código de color	rojo
Tapón	tapa
Tipo de célula	Adherente
Forma del fondo	Fondo plano
Superficie crecimiento	21 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	5 ml
Tubo	Placa

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Dimensiones

Diámetro	60 mm
Altura del producto	15 mm

### Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

### Presentación

Pedido mínimo	500
unidades / caja interna	10
unidades / caja	500
unidades / pallet	12000
Profundidad de la caja	332 mm
Ancho de la caja	332 mm
Altura de la caja	380 mm
Volumen de la caja	0,0419 cbm
Peso de la caja	5 KG
EAN de la caja interna	4038917338073
EAN de la caja	4038917338066

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

