



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 83.3911.300 |
| Descripción del artículo | Frasco de cultivo celular de T-75, superf. de crecim. celular+- para células adherentes sensibles, p. ej., células prim., cuello bisel., tapón roscado de 2 posiciones, amarillo, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóx., 5 uds./bolsa |

Características del producto

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Código de color | amarillo |
| Tapón | tapa roscada de cierre rápido |
| Tipo de célula | Adherente |
| Forma del fondo | Fondo plano |
| Superficie crecimiento | 75 cm ² |
| Volumen de trabajo | 21 ml |
| Tubo | frasco |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Material del tapón | Polietileno (PE) |
| Color del cierre | amarilla |
| Material de la membrana | Poliétersulfona (PES) |

Pureza y certificación

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Producto conforme con DPS o IVD | No es necesaria el marcado |
| Certificación CE | Sin marcado CE |
| Esterilización | estéril |
| Apirógeno | Apirógeno |
| Número de lote o de serie | Sujeto a lote |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 100 |
| unidades / caja interna | 5 |
| unidades / caja | 100 |
| unidades / pallet | 2000 |
| Profundidad de la caja | 447 mm |
| Ancho de la caja | 357 mm |
| Altura de la caja | 445 mm |
| Volumen de la caja | 0,071 cbm |
| Peso de la caja | 6,85 KG |
| EAN de la caja interna | 4038917337472 |
| EAN de la caja | 4038917366069 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

