



Descripción del artículo

Número de pedido	83.3911.502
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular de T-75, poliestireno, superf. hidrofób. de crecim. para células en suspensión y células de hibridoma, cuello inclinado, con tapón de ventilación verde, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 uds./bolsa

Características del producto

Código de color	verde
Tapón	tapa roscada de cierre rápido
Tipo de célula	Suspensión
Forma del fondo	Fondo plano
Superficie crecimiento	75 cm ²
Volumen de trabajo	21 ml
Tubo	frasco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Polietileno (PE)
Color del cierre	verde
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	100
unidades / caja interna	5
unidades / caja	100
unidades / pallet	2000
Profundidad de la caja	447 mm
Ancho de la caja	357 mm
Altura de la caja	445 mm
Volumen de la caja	0,071 cbm
Peso de la caja	6,83 KG
EAN de la caja interna	4038917337861
EAN de la caja	4038917366090

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

