

Descripción del artículo

Número de pedido 83.3920

Descripción del artículo Placa de cultivo celular de 6 pocillos, poliestireno, superficie

de crecimiento estándar para células adherentes, rojo, fondo plano, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no

citotóxico, 1 ud./blíster

Características del producto

Código de color rojo

Etiqueta/ Impresión Con etiqueta de plástico

Tapón tapa

Tipo de célula Adherente Forma del fondo Fondo plano

Número de pocillos 6

Superficie crecimiento 8,87 cm² Volumen de trabajo 4 ml

Tubo Placa de pocillos

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son <u>confidenciales</u> y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

Fecha de emisión: 2017-10-02

Este documento ha sido preparado por el soporte informático EDP y es válido sin la firma.

5 S



Especificaciones del producto Placa CC 6 poc., standard

Dimensiones

Ancho del producto 85,2 mm Longitud del producto 127,8 mm

Material y colores

Material del producto Poliestireno (PS)
Material del tapón Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o No es necesaria el marcado

IVD

Certificación CE Sin marcado CE

Esterilización estéril
Apirógeno Apirógeno
Número de lote o de serie Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo 50 unidades / caja interna 1 unidades / caja 50 unidades / pallet 2400 Profundidad de la caja 332 mm Ancho de la caja 297 mm Altura de la caja 275 mm Volumen de la caja 0.0271 cbm

Peso de la caja 3 KG

EAN de la caja interna 4038917338349 EAN de la caja 4038917338332

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son <u>confidenciales</u> y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

