




Descripción del artículo

Número de pedido	83.3923.005
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de 48 pocillos, poliestireno, superficie de crecimiento estándar para células adherentes, rojo, fondo plano, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 uds./bolsa

Características del producto

Código de color	rojo
Etiqueta/ Impresión	Con etiqueta de plástico
Tapón	tapa
Tipo de célula	Adherente
Forma del fondo	Fondo plano
Número de pocillos	6
Superficie crecimiento	0,64 cm ²
Volumen de trabajo	0,5 ml
Tubo	Placa de pocillos

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Ancho del producto	85,2 mm
Longitud del producto	127,8 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	100
unidades / caja interna	5
unidades / caja	100
unidades / pallet	2000
Profundidad de la caja	567 mm
Ancho de la caja	372 mm
Altura de la caja	345 mm
Volumen de la caja	0,0728 cbm
Peso de la caja	9,1 KG
EAN de la caja interna	4038917360227
EAN de la caja	4038917360210

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

