



### Descripción del artículo

Número de pedido	83.3924
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de 96 pocillos, poliestireno, superficie de crecimiento estándar para células adherentes, rojo, fondo plano, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 ud./blíster

### Características del producto

Código de color	rojo
Etiqueta/ Impresión	Con etiqueta de plástico
Tapón	tapa
Tipo de célula	Adherente
Forma del fondo	Fondo plano
Número de pocillos	96
Superficie crecimiento	0,29 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	0,2 ml
Tubo	Placa de pocillos

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Dimensiones

Ancho del producto	85,2 mm
Longitud del producto	127,8 mm

### Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Poliestireno (PS)

### Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

### Presentación

Pedido mínimo	50
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	3200
Profundidad de la caja	332 mm
Ancho de la caja	297 mm
Altura de la caja	215 mm
Volumen de la caja	0,0212 cbm
Peso de la caja	3,52 KG
EAN de la caja interna	4038917338707
EAN de la caja	4038917338691

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

