



Descripción del artículo

Número de pedido	86.1253.001
Descripción del artículo	Pipeta serológica 5 ml, acolchada, Código de color: azul, poliestireno, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 ud./blíster

Características del producto

Código de color	azul
Color impresión/etiqueta	azul
Graduación	sí
Versión	acolchada, unitario estéril

Dimensiones

Volumen nominal	5 ml
Diámetro	8 mm
Longitud del producto	340 mm

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	500
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	27000
Volumen de la caja	0,0305 cbm
Peso de la caja	4,54 KG
EAN de la caja interna	4038917127240
EAN de la caja	4038917021104

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

