



### **Descripción del artículo**

Número de pedido	62.554.502
Descripción del artículo	Tubo roscado 15 ml, 120 x 17 mm, Fondo cónico, PP, Presión estándar, cierre rojo montado, envasado estéril y libre de pirógenos en 50 unidades por bolsa

### **Características del producto**

Etiqueta/ Impresión	Con impresión
Color impresión/etiqueta	blanco
Graduación	sí
Tapón	montado
Tipo de tapón	tapón roscado
Forma del fondo	Fondo cónico
Centrifugación máx (ACR)	15500 x g
Temperatura de centrifugación	20

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Dimensiones**

Volumen nominal	15 ml
Diámetro	17 mm
Longitud del producto	120 mm

### **Material y colores**

Material del producto	Polipropileno (PP)
Color del producto	transparente
Material del tapón	Polietileno de alta densidad (HD-PE)
Color del cierre	roja

### **Pureza y certificación**

Cumple el requisito	IATA
Producto conforme con DPS o IVD	IVD
Certificación CE	CE
Estándar de pureza	estéril
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

### **Presentación**

Pedido mínimo	500
Tipo de embalaje	Bolsa
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	20000
Profundidad de la caja	598 mm
Ancho de la caja	398 mm
Altura de la caja	165 mm
Volumen de la caja	0,0393 cbm
Peso de la caja	3,75 KG
EAN de la caja interna	4038917113182
EAN de la caja	4038917013932

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

