



Descripción del artículo

Número de pedido	83.1823.001
Descripción del artículo	Unidad de filtración al vacío Filtropur V50, 500 ml, membrana: PES, Ø 90 mm, tamaño de poro: 0,2 µm para filtración estéril, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 ud./bolsa

Características del producto

Filtro	sí
Superficie filtro	63,6 cm ²
Tamaño de poro	0,22 µm
Conexión	Conector de tubo

Dimensiones

Volumen nominal	500 ml
Volumen de filtración	500 ml

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	12
unidades / caja interna	12
unidades / caja	12
unidades / pallet	384
Volumen de la caja	0,0558 cbm
Peso de la caja	2,68 KG
EAN de la caja interna	4038917133876
EAN de la caja	4038917025218

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

