



Descripción del artículo

Número de pedido	83.1826.102
Descripción del artículo	Filtro de jeringa, Filtropur S 0,2, con prefiltro GF, membrana: AC, superficie de filtración: 5,3 cm ² , tamaño de poro: 0,2 µm para filtración estéril, entrada: Luer-Lock hembra, salida: Luer-Lock macho, 100 uds./bolsa

Características del producto

Filtro	sí
Superficie filtro	5,3 cm ²
Tamaño de poro	0,2 µm
Conexión	Luer

Dimensiones

Longitud del producto	26 mm
-----------------------	-------

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

Material del producto	Metacrilato-butadieno-estireno (MBS)
Material de la membrana	GF / Acetato de celulosa (AC)

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	50
unidades / caja interna	50
unidades / caja	500
unidades / pallet	12000
Profundidad de la caja	530 mm
Ancho de la caja	380 mm
Altura de la caja	285 mm
Volumen de la caja	0,0485 cbm
Peso de la caja	4,2 KG
EAN de la caja interna	4038917133920
EAN de la caja	4038917025263

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

