



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|--|
| Número de pedido | 83.3902 |
| Descripción del artículo | Placa de cultivo celular 100 x 20 mm, superficie de crecimiento estándar para células adherentes, rojo, diseño SUREGrip, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 10 uds./bolsa |

Características del producto

| | |
|------------------------|--------------------|
| Código de color | rojo |
| Tapón | tapa |
| Tipo de célula | Adherente |
| Forma del fondo | Fondo plano |
| Superficie crecimiento | 58 cm ² |
| Volumen de trabajo | 13 ml |
| Tubo | Placa |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

| | |
|---------------------|--------|
| Diámetro | 100 mm |
| Altura del producto | 20 mm |

Material y colores

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Material del tapón | Poliestireno (PS) |

Pureza y certificación

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Producto conforme con DPS o IVD | No es necesaria el marcado |
| Certificación CE | Sin marcado CE |
| Esterilización | estéril |
| Apirógeno | Apirógeno |
| Número de lote o de serie | Sujeto a lote |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 300 |
| unidades / caja interna | 10 |
| unidades / caja | 300 |
| unidades / pallet | 4200 |
| Profundidad de la caja | 505 mm |
| Ancho de la caja | 313 mm |
| Altura de la caja | 460 mm |
| Volumen de la caja | 0,0727 cbm |
| Peso de la caja | 7,38 KG |
| EAN de la caja interna | 4038917338196 |
| EAN de la caja | 4038917338189 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

