




Descripción del artículo

Número de pedido	83.3903
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular 150 x 20 mm, poliestireno, superficie de crecimiento estándar para células adherentes, rojo, diseño SUREGrip, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 uds./bolsa

Características del producto

Código de color	rojo
Tapón	tapa
Tipo de célula	Adherente
Forma del fondo	Fondo plano
Superficie crecimiento	152 cm ²
Volumen de trabajo	36 ml
Tubo	Placa

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Diámetro	150 mm
Altura del producto	20 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	100
unidades / caja interna	5
unidades / caja	100
unidades / pallet	1800
Profundidad de la caja	438 mm
Ancho de la caja	324 mm
Altura de la caja	540 mm
Volumen de la caja	0,0766 cbm
Peso de la caja	7,14 KG
EAN de la caja interna	4038917338288
EAN de la caja	4038917338271

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

