



Descripción del artículo

| | |
|--------------------------|---|
| Número de pedido | 83.3910.500 |
| Descripción del artículo | Placa de cultivo celular T-25, poliestireno, superf. hidrofób. de crecim. para células en suspensión y células de hibridoma, cuello inclinado, ttapón roscado 2 posiciones verde, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóx., 10 uds./bolsa |

Características del producto

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Código de color | verde |
| Tapón | tapa roscada de cierre rápido |
| Tipo de célula | Suspensión |
| Forma del fondo | Fondo plano |
| Superficie crecimiento | 25 cm ² |
| Volumen de trabajo | 7 ml |
| Tubo | frasco |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Material y colores

| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Material del tapón | Polietileno (PE) |
| Material de la membrana | Poliétersulfona (PES) |

Pureza y certificación

| | |
|---------------------------------|----------------------------|
| Producto conforme con DPS o IVD | No es necesaria el marcado |
| Certificación CE | Sin marcado CE |
| Esterilización | estéril |
| Apirógeno | Apirógeno |
| Número de lote o de serie | Sujeto a lote |

Presentación

| | |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo | 300 |
| unidades / caja interna | 10 |
| unidades / caja | 300 |
| unidades / pallet | 6000 |
| Profundidad de la caja | 602 mm |
| Ancho de la caja | 352 mm |
| Altura de la caja | 345 mm |
| Volumen de la caja | 0,0731 cbm |
| Peso de la caja | 7,24 KG |
| EAN de la caja interna | 4038917337779 |
| EAN de la caja | 4038917337762 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

