



### Descripción del artículo

Número de pedido	83.3911
Descripción del artículo	Frasco de cultivo celular de T-75, poliestireno, superficie de crecimiento estándar para células adherentes, cuello inclinado, tapón roscado de 2 posiciones, rojo, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 uds./bolsa

### Características del producto

Código de color	rojo
Tapón	tapa roscada de cierre rápido
Tipo de célula	Adherente
Forma del fondo	Fondo plano
Superficie crecimiento	75 cm <sup>2</sup>
Volumen de trabajo	21 ml
Tubo	frasco

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Polietileno (PE)
Color del cierre	roja
Material de la membrana	Poliétersulfona (PES)

### Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

### Presentación

Pedido mínimo	100
unidades / caja interna	5
unidades / caja	100
unidades / pallet	2000
Profundidad de la caja	447 mm
Ancho de la caja	357 mm
Altura de la caja	445 mm
Volumen de la caja	0,071 cbm
Peso de la caja	6,86 KG
EAN de la caja interna	4038917337656
EAN de la caja	4038917366045

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

