




Descripción del artículo

Número de pedido	83.3921
Descripción del artículo	Placa de cultivo celular de 12 pocillos, poliestireno, superficie de crecimiento estándar para células adherentes, rojo, fondo plano, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 1 ud./blíster

Características del producto

Código de color	rojo
Etiqueta/ Impresión	Con etiqueta de plástico
Tapón	tapa
Tipo de célula	Adherente
Forma del fondo	Fondo plano
Número de pocillos	12
Superficie crecimiento	3,65 cm ²
Volumen de trabajo	2 ml
Tubo	Placa de pocillos

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Dimensiones

Ancho del producto	85,2 mm
Longitud del producto	127,8 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Material del tapón	Poliestireno (PS)

Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o IVD	No es necesaria el marcado
Certificación CE	Sin marcado CE
Esterilización	estéril
Apirógeno	Apirógeno
Número de lote o de serie	Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo	50
unidades / caja interna	1
unidades / caja	50
unidades / pallet	2400
Profundidad de la caja	332 mm
Ancho de la caja	297 mm
Altura de la caja	275 mm
Volumen de la caja	0,0271 cbm
Peso de la caja	3,23 KG
EAN de la caja interna	4038917338431
EAN de la caja	4038917338424

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

