




### **Descripción del artículo**

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número de pedido         | 83.3922.005                                                                                                                                                                                                |
| Descripción del artículo | Placa de cultivo celular de 24 pocillos, poliestireno, superficie de crecimiento estándar para células adherentes, rojo, fondo plano, estéril, apirógeno/libre de endotoxinas, no citotóxico, 5 uds./bolsa |

### **Características del producto**

|                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| Código de color        | rojo                     |
| Etiqueta/ Impresión    | Con etiqueta de plástico |
| Tapón                  | tapa                     |
| Tipo de célula         | Adherente                |
| Forma del fondo        | Fondo plano              |
| Número de pocillos     | 6                        |
| Superficie crecimiento | 1,82 cm <sup>2</sup>     |
| Volumen de trabajo     | 1 ml                     |
| Tubo                   | Placa de pocillos        |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





### **Dimensiones**

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Ancho del producto    | 85,2 mm  |
| Longitud del producto | 127,8 mm |

### **Material y colores**

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Material del producto | Poliestireno (PS) |
| Material del tapón    | Poliestireno (PS) |

### **Pureza y certificación**

|                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| Producto conforme con DPS o IVD | No es necesaria el marcado |
| Certificación CE                | Sin marcado CE             |
| Esterilización                  | estéril                    |
| Apirógeno                       | Apirógeno                  |
| Número de lote o de serie       | Sujeto a lote              |

### **Presentación**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Pedido mínimo           | 100           |
| unidades / caja interna | 5             |
| unidades / caja         | 100           |
| unidades / pallet       | 2000          |
| Profundidad de la caja  | 567 mm        |
| Ancho de la caja        | 372 mm        |
| Altura de la caja       | 345 mm        |
| Volumen de la caja      | 0,0728 cbm    |
| Peso de la caja         | 8,48 KG       |
| EAN de la caja interna  | 4038917360197 |
| EAN de la caja          | 4038917360180 |

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

