



Descripción del artículo

Número de pedido	83.9923.945
Descripción del artículo	Tubo, 15 ml, 125 x 16 mm, fondo redondo, PS, para células adherentes, estéril, 5 uds./bolsa

Características del producto

Código de color	rojo
Forma del fondo	Fondo redondo
Tubo	Tubo

Dimensiones

Volumen nominal	15 ml
Diámetro	16 mm
Altura del producto	125 mm

Material y colores

Material del producto	Poliestireno (PS)
Color del producto	transparente
Material del tapón	Polietileno (PE)
Color del cierre	roja

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.





Pureza y certificación

Producto conforme con DPS o No es necesaria el marcado

IVD

Certificación CE

Sin marcado CE

Esterilización

estéril

Número de lote o de serie

Sujeto a lote

Presentación

Pedido mínimo

1000

unidades / caja interna

5

unidades / caja

1000

unidades / pallet

21000

Volumen de la caja

0,0756 cbm

Peso de la caja

9,4 KG

EAN de la caja interna

4038917154635

EAN de la caja

4038917027892

Estas son las especificaciones actuales para este producto. Sarstedt se reserva el derecho a realizar cambios, en su totalidad o parcialmente, en cualquier momento sin notificación previa.

Las presentes especificaciones son confidenciales y son propiedad de Sarstedt. No deben copiarse ni ponerse a disposición de terceras partes sin nuestro consentimiento previo por escrito.

