

**Buffer Taq 10 X**  
*High Yield*

**PB-L**  
**Productos**  
**Bio-Lógicos®**



<http://www.pb-l.com.ar>

## **Buffer Taq 10 X High Yield**

CÓDIGO: IA00101

PRESENTACION: 1,5 ml (10 X)

### **Composición**

#### **Buffer Taq 10X - High Yield**

- 200 mM Tris-HCl, pH 8,8
- 100 mM KCl
- 100 mM  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$
- 15 mM  $\text{MgSO}_4$
- 1% Triton X-100
- Enhancers

### **Presentación:**

- 1,5 ml de buffer Taq 10 X High Yield

### **Condiciones de uso:**

Compatible con Taq ADN Polimerasa y PFUADN Polimerasa.

### **Limitaciones de uso**

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y comercializado para su uso exclusivo en el área de investigación. No fue desarrollado para su uso en el área de diagnóstico o desarrollo de drogas, tampoco para su administración en animales o humanos.

### **Nota:**

Tener en cuenta que el Buffer 10 X contiene 15 mM  $\text{MgSO}_4$ .

### **Almacenamiento:**

-20° C.