

# Buffer Taq 10 X

**PB-L**  
**Productos**  
**Bio-Lógicos®**



<http://www.pb-l.com.ar>

## Buffer Taq 10 X

CÓDIGO: IA00301 - 1,5 ml (10 X)  
IA00302 - 6 ml (10X)

### Composición

#### ·Buffer Taq 10X

- 200 mM Tris-HCl, pH 8,4
- 500 mM KCl
- 

### Presentación:

- 1 vial de 1,5 ml de buffer Taq 10X
- 4 viales de 1,5 ml de buffer Taq 10X

### Condiciones de uso:

Utilizar con Taq ADN Polimerasa - Pegasus. (Cod. EA00101, EA00102, EA00103)

### Almacenamiento:

-20° C.

### Limitaciones de uso

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y comercializado para su uso exclusivo en el área de investigación. No fue desarrollado para su uso en el área de diagnóstico o desarrollo de drogas, tampoco para su administración en animales o humanos.