

MgCl₂ 50 mM
Para uso en PCR

PB-L
Productos
Bio-Lógicos®



<http://www.pb-l.com.ar>

MgCl₂ 50 mM

CÓDIGO: IA00401 - 1 ml (50 mM)
IA00402 - 4 ml (50 mM)

Composición

·MgCl₂ 50 mM

· Solución de MgCl₂ 50 mM en agua ultrapura estéril y libre de pirogenos.

Presentación:

- 1 vial de 1 ml de MgCl₂ 50 mM
- 4 viales de 1 ml de MgCl₂ 50 mM

Condiciones de uso:

Utilizar en reacciones de PCR, digestión enzimática o ensayos de biología molecular.

Almacenamiento:

Entre 20 y -20° C.

Limitaciones de uso

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y comercializado para su uso exclusivo en el área de investigación. No fue desarrollado para su uso en el área de diagnóstico o desarrollo de drogas, tampoco para su administración en animales o humanos.