

# Agua Ultrapura

Libre de Nucleasas

**PB-L**  
**Productos**  
**Bio-Lógicos®**



[www.pb-l.com.ar](http://www.pb-l.com.ar)

## Agua ultrapura

CÓDIGO: IA00601  
IA00602

PRESENTACION: 15 ml  
PRESENTACION: 60 ml

### Descripción

Agua desionizada, estéril, libre de pirógenos.

Libre de nucleasas

Grado biología Molecular.

### Condiciones de uso:

Una vez abierta la botella conservar a -20°C. Si se utiliza con periodicidad, fraccionar el contenido en envases más pequeños y conservarlos a -20°C, para evitar contaminaciones.

### Presentación:

Una botella con 15 ml ó 60 ml.

### Conservación

Almacenar entre -20°C a 20°C

### Aplicaciones:

Manipulación de ácidos nucleicos, PCR, secuenciación y todos los ensayos de biología molecular.

### Limitaciones de uso

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y comercializado para su uso exclusivo en el área de investigación. No fue desarrollado para su uso en el área de diagnóstico o desarrollo de drogas, tampoco para su administración en animales o humanos.