



FLUJOS LAMINARES - MODULOS HEPA MOTORIZADOS



Descripción General del Equipo

El modulo terminal motorizado consta de una cabina con un ventilador de bajo ruido y un filtro HEPA. Este modulo es capaz de inyectar o extraer aire libre de partículas contaminantes.

Los modulos HEPA se montan en una estructura portante creando una zona de aire limpio para realizar tareas que requieran asepsia como conexionado de accesorios en fermentadores, sectores de maquinas llenadoras, proteccion de muestras durante la manipulaci3n, etc.

M3dulos HEPA Motorizados

Estos m3dulos no requieren grandes intervenciones en el edificio para su instalaci3n y pueden funcionar solos o de a pares y combinados montados en una estructura portante.

