

PB-L  
Productos  
Bio-Lógicos®



CÓDIGO: OA00401

### Descripción

Oligonucleotido de 18 nt (ATTTAGGTGACACTATAG), listos para ser usado.

Utilizado como primer universal para amplificación de insertos y en reacciones de secuenciación de ADN. Este primer se presenta reconstituido en agua.

### Presentación:

1 vial conteniendo 500  $\mu$ l de primers 10  $\mu$ M (20X).

### Aplicaciones:

Amplificación de ADN mediante PCR, secuenciación.

### Limitaciones de uso

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y comercializado para su uso exclusivo en el área de investigación. No fue desarrollado para su uso en el área de diagnóstico o desarrollo de drogas, tampoco para su administración en animales o humanos.

### Condiciones de uso:

Se recomienda utilizar 1  $\mu$ l de la solución 20X por cada 20  $\mu$ l de volúmen final de reacción (0,5  $\mu$ M final).

### Conservación

Almacenar a -20°C