

PB-L
Productos
Bio-Lógicos®



Primer SV40 *promoter*

CÓDIGO: OA00801

Descripción

Oligonucleotido de 20 nt (GCCCTAACTCCGCCCATCC), listos para ser usado.

Utilizado como primer universal para amplificación de insertos y en reacciones de secuenciación de ADN. Este primer se presenta reconstituido en agua.

Condiciones de uso:

Se recomienda utilizar 1 μ l de la solución 20X por cada 20 μ l de volúmen final de reacción (0,5 μ M final).

Presentación:

1 vial conteniendo 500 μ l de primers 10 μ M (20X).

Conservación

Almacenar a -20°C

Aplicaciones:

Amplificación de ADN mediante PCR, secuenciación.

Limitaciones de uso

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y comercializado para su uso exclusivo en el área de investigación. No fue desarrollado para su uso en el área de diagnóstico o desarrollo de drogas, tampoco para su administración en animales o humanos.