



CÓDIGO: OA00901

### **Descripción**

Oligonucleotido de 20 nt (CCTCTACAAATGTGGTATGG), listos para ser usado.

Utilizado como primer universal para amplificación de insertos y en reacciones de secuenciación de ADN. Este primer se presenta reconstituido en agua.

### **Condiciones de uso:**

Se recomienda utilizar 1  $\mu$ l de la solución 20X por cada 20  $\mu$ l de volúmen final de reacción (0,5  $\mu$ M final).

### **Presentación:**

1 vial conteniendo 500  $\mu$ l de primers 10  $\mu$ M (20X).

### **Conservación**

Almacenar a -20°C

### **Aplicaciones:**

Amplificación de ADN mediante PCR, secuenciación.

### **Limitaciones de uso**

Este producto ha sido diseñado, desarrollado y comercializado para su uso exclusivo en el área de investigación. No fue desarrollado para su uso en el área de diagnóstico o desarrollo de drogas, tampoco para su administración en animales o humanos.